

Подробная инструкция

Arde After Care

Уход после отбеливания. Материал Arde After Care был специально разработан для быстрого и эффективного снятия чувствительности эмали к раздражителям (кислотам и другим составляющим отбеливающего геля) и применяется сразу после процедуры отбеливания. Arde After Care можно использовать как с индивидуальной каппой так и без нее. Паста очень проста в применении и никак не влияет на эффект отбеливания после процедуры. Она защищает отбеленные участки зубов от пищевых красителей содержащихся в продуктах, что позволяет провести процесс отбеливания на более высоком уровне. Описание: Arde After Care – паста на водной основе для эффективной реминерализации и снижения чувствительности, защиты после процесса отбеливания. Имеет приятный аромат мяты. Инструкция по применению: I. С использованием индивидуальной капы 1) После процедуры отбеливания, хорошо промойте капу под проточной водой. 2) Нанесите достаточный слой материала по всей поверхности капы и закрепите на зубах. 3) Держите капу на зубах не меньше 3 минут. 4) Снимите капу и попросите пациента прополоскать рот, чтоб убрать остатки материала из полости. Порекомендуйте пациенту ничего не есть и не пить в течении 30 минут после процедуры. 5) Промойте сразу капу под проточной водой или почистите щеточкой, чтобы удалить остатки пасты. II. Без применения индивидуальной капы: 1) При необходимости просушите поверхность зубов.

2) Аппликатором или пальцем в перчатке нанесите достаточный слой пасты на поверхность зубов. В труднодоступных местах используйте щеточку для чистки. 3)

Оставьте материал в полости не меньше чем на 3 минуты. 4) Попросите пациента прополоскати рот, чтоб убрать остатки материала из полости. Порекомендуйте пациенту ничего не есть и не пить в течении 30 минут после процедуры. Состав: Ксилит, нитрат калия, фторид натрия, загустители, глицерин, ароматизаторы. Противопоказания: Не рекомендуется использования пасты у пациентов имеющих аллергические реакции или чувствительность к составляющим продуктам данного материала. Может вступать в реакцию с другими уже использованными материалами. Хранение: Храните материал в прохладном, сухом, малодоступном месте без прямого попадания света. Упаковка: 2 мл шприц Сделано в Германии